

Le complément idéal au colostrum de la vache



ImmunoStart

LE COMPLÉMENT IDÉAL AU COLOSTRUM DE LA VACHE



UN BON DÉPART FAIT LA DIFFÉRENCE !

À sa naissance, le veau ne possède pas d'immunité propre, la vache ne transmet pas d'anticorps au veau pendant la gestation. C'est pourquoi, au cours des **6 à 12 premières heures** de sa vie, le veau doit absorber un **maximum d'anticorps** (Immunoglobulines). Un colostrum de qualité et en quantité suffisante est indispensable à son bon démarrage.

Cet apport d'anticorps est la base d'un **système immunitaire fort** en attendant que le veau développe sa propre immunité vers 3 à 4 semaines.

Lorsque la qualité ou la quantité de **colostrum de la mère sont insuffisantes**, il est recommandé de le **compléter avec l'ImmunoStart**.

www.mamylac.be

LE 1^{ER} JOUR FAIT LA DIFFÉRENCE

L'ImmunoStart est composé à 80 % de **colostrum lyophilisé** (IBR négatif) qui permet de fournir rapidement une quantité importante d'**immunoglobulines** essentielles. L'ImmunoStart est **enrichi en ferments lactiques, en vitamines et en oligoéléments** dont le sélénium qui améliore l'absorption des anticorps. Il est le **complément idéal** pour les veaux nouveau-nés.



QUAND

- › Avec le 1er repas de colostrum

POURQUOI L'UTILISER

- › Apport supplémentaire d'immunoglobines
- › Aide à l'absorption des anticorps
- › Préparation optimale de la flore microbienne
- › Conservation et préparation rapide et facile

COMPOSITION

- › Colostrum lyophilisé : 80 %
- › Ferments lactiques
- › Vitamines A, D3, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, PP, Biotine
- › Oligoéléments : fer, cuivre, zinc, iode + sélénium organique

UTILISATION

- › Boîte de 10 sachets de 100 grammes
- › De 1 à 4 sachets par veau le jour de sa naissance
- › Peut être directement mélangé au colostrum de la mère

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ DIRECTEMENT NOS CONSEILLERS.



La santé des veaux dépend beaucoup de la qualité du colostrum. Nous vous recommandons d'utiliser un réfractomètre pour mesurer la densité de votre colostrum et ainsi évaluer sa qualité.

